

```

1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
4 using System.Text;
5 using System.Threading.Tasks;
6 using Data;
7 using System.Threading;
8 using DTO;
9
10 namespace LogikLag
11 {
12     public class Logik : ISubject, IObservable
13     {
14         private DatabaseAdgang Database;
15         private IndhentDAQData DAQdata;
16         private Nulpunktsjustering NulpunktObjekt;
17         private Kalibrering KalibreringObjekt;
18         private Filter FilterObj;
19         private Analyse AnalyseKlasse;
20         private Thread updateUI;
21         private Thread updateNul;
22         private Queue<double> minKø;
23         private List<double> UILISTE;
24         private List<IObservable> observers;
25         private List<double> FiltretListe;
26         private List<double> databasetal;
27         int counter;
28         public double DiastoleVærdi { get; set; }
29         public double SystoleVærdi { get; set; }
30         public bool RadioProp { get; set; }
31         private double beregnetNværdi;
32         private double kalibreringKoeff;
33         public Logik()
34         {
35             Database = new DatabaseAdgang();
36             DAQdata = new IndhentDAQData();
37             NulpunktObjekt = new Nulpunktsjustering();
38             KalibreringObjekt = new Kalibrering();
39             FilterObj = new Filter();
40             AnalyseKlasse = new Analyse();
41
42             updateUI = new Thread(() => updateListe());
43
44             UILISTE = new List<double>();
45             observers = new List<IObservable>();
46             FiltretListe = new List<double>();
47             databasetal = new List<double>();
48             minKø = new Queue<double>(100);
49
50             beregnetNværdi = 0.0;
51             counter = 0;
52             kalibreringKoeff = KalibreringObjekt.Kalibrer();
53
54             DAQdata.Attach(this);
55
56             for (int i = 0; i < 299; i++)
57             {
58                 UILISTE.Add(0);
59             }
60         }
61         public void StartTraad()
62         {
63             updateUI.Start();
64         }
65         private void updateListe()
66         {
67             while (isRunningLogik())
68             {
69                 if (minKø.Count > 0)
70                 {
71                     double gennemsnitKø = minKø.Dequeue();
72                     gennemsnitKø = (gennemsnitKø + beregnetNværdi) * kalibreringKoeff;
73
74                     if (counter < 300)

```

```

75         {
76             UILISTE[counter] = gennemsnitKø;
77             counter++;
78         }
79         if (counter == 299)
80         {
81             counter = 0;
82         }
83     }
84     if (RadioProp == false)
85     {
86         Notify(FiltreringLogik(UILISTE));
87     }
88     else
89     {
90         Notify(UILISTE);
91     }
92 }
93 Thread.Sleep(5);
94 }
95
96 //----- Nulpunktsjustering -----
97 public void StartNulPunkt()
98 {
99     {
100         DAQdata.indhentData();
101         updateNul = new Thread(() => nulpunktsJustering());
102         updateNul.Start();
103     }
104 }
105 public void nulpunktsJustering()
106 {
107     while (isRunningLogik())
108     {
109         if (minKø.Count > 0)
110         {
111             DAQdata.stopReadData();
112             beregnetNværdi = NulpunktObjekt.Justering((minKø.Dequeue()));
113             minKø.Clear();
114             updateNul.Abort();
115         }
116         Thread.Sleep(2);
117     }
118 }
119 //----- ISubject -----
120 public void Attach(IObserver observer)
121 {
122     observers.Add(observer);
123 }
124
125 public void Notify(List<double> data)
126 {
127     foreach (IObserver obs in observers)
128     {
129         obs.Gennemsnit(data);
130     }
131 }
132 //----- IObserver -----
133 public void Gennemsnit(List<double> graf)
134 {
135     databasetal = graf;
136     minKø.Enqueue(Convert.ToDouble(graf.Average()));
137 }
138 //----- Analyse -----
139 public void getDia()
140 {
141     AnalyseKlasse.Diastole(FiltreringLogik(UILISTE));
142     DiastoleVærdi = AnalyseKlasse.Diastole_;
143 }
144 public void getSys()
145 {
146     AnalyseKlasse.Systole(FiltreringLogik(UILISTE));
147     SystoleVærdi = AnalyseKlasse.Systole_;
148 }

```

```
149 //----- Filter -----
150 private List<double> FiltreringLogik(List<double> data)
151 {
152     FiltreretListe = FilterObj.Filtrering(data);
153     return FiltreretListe;
154 }
155 //----- DAQ -----
156 public bool isRunningLogik()
157 {
158     return DAQdata.IsRunning();
159 }
160
161 public void indhentDataLogik()
162 {
163     DAQdata.indhentData();
164 }
165
166 public void stopReadDataLogik()
167 {
168     DAQdata.stopReadData();
169     updateUI.Abort();
170 }
171 // ----- Database -----
172 public int gemData(string forsøgsnavn)
173 {
174     return Database.gemData(forsøgsnavn, databasetal);
175 }
176
177 public void ClearData()
178 {
179     databasetal.Clear();
180 }
181 }
182 }
```

```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
4 using System.Text;
5 using System.Threading.Tasks;
6 using Blodtryksmålersystem;
7
8 namespace LogikLag
9 {
10     class Nulpunktsjustering
11     {
12         private double n;
13         public Nulpunktsjustering()
14         {
15
16         }
17         public double Justering( double justeringværdi)
18         {
19             n = 0 - (justeringværdi);
20             return n;
21         }
22     }
23 }
24
```

```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
4 using System.Text;
5 using System.Threading.Tasks;
6 using System.Configuration;
7
8 namespace LogikLag
9 {
10     class Kalibrering
11     {
12         public Kalibrering()
13         {
14         }
15         public double Kalibrer()
16         {
17             double kalibreringsVærdi = Convert.ToDouble(ConfigurationManager.AppSettings[
18                 "KalibreringsKoefficient"]);
19             return kalibreringsVærdi;
20         }
21     }
22 }
```

```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
4 using System.Text;
5 using System.Threading.Tasks;
6 using Data;
7
8 namespace LogikLag
9 {
10     public class Analyse
11     {
12         public double Diastole_ { get; set; }
13         public double Systole_ { get; set; }
14         public Analyse()
15         {
16         }
17         public void Diastole(List<double> diastoleListe)
18         {
19             Diastole_ = diastoleListe.Min();
20         }
21         public void Systole(List<double> systoleListe)
22         {
23             Systole_ = systoleListe.Max();
24         }
25         public void Puls()
26         {
27         }
28     }
29 }
30
```

```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
4 using System.Text;
5 using System.Threading.Tasks;
6
7 namespace LogikLag
8 {
9     class Filter
10    {
11        private const int AVG_LENGTH = 5;
12        public Filter()
13        {
14        }
15        public List<double> Filtreering(List<double> data)
16        {
17            double sum = 0;
18            List<double> avgPoints = new List<double>();
19            for (int i = 0; i < data.Count() - AVG_LENGTH + 1; i++)
20            {
21                int innerLoopCounter = 0;
22                int index = i;
23                while (innerLoopCounter < AVG_LENGTH)
24                {
25                    sum = sum + data[index];
26                    innerLoopCounter += 1;
27                    index += 1;
28                }
29                avgPoints.Add(sum / AVG_LENGTH);
30                sum = 0;
31            }
32            return avgPoints;
33        }
34    }
35 }
36
```